


Now including craniotomy kits.

The **MERIDIAN™** cranial perforators



Contents



04-05

MERIDIAN™ Perforators

MERIDIAN™ Perforatoren

adeor® is a registered trademark of the von Zeppelin Family.

All rights of distribution, also by photocopy, reprint or storing and recovery in any kind of data processing device are reserved and require our written approval.

Copyright 2012 adeor Medical Technologies GmbH
01-312-D/E
Printed in Germany

March 2012

Codman® is a trademark of Codman & Shurtleff, Inc.
AcraCut® is a trademark of ACRA-CUT, Inc.
adeor is not affiliated with any of the above.

06-07

MERIDIAN™ Single-Use Perforators

MERIDIAN™ Einweg-Perforatoren

adeor® ist eine eingetragene Marke der Familie von Zeppelin.

Alle Rechte der Verbreitung, Nachdruck (auch auszugsweise) oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art sind vorbehalten und bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung.

Copyright 2012 adeor Medical Technologies GmbH
01-312-D/E
Gedruckt in Deutschland

März 2012

Codman® ist eine Marke der Codman & Shurtleff, Inc.
AcraCut® ist eine Marke der ACRA-CUT, Inc.
adeor ist mit keiner der genannten Firmen affiliert.

08

MERIDIAN™ Reusable Perforators

MERIDIAN™ Mehrweg-Perforatoren

adeor® ist eine eingetragene Marke der Familie von Zeppelin.

Alle Rechte der Verbreitung, Nachdruck (auch auszugsweise) oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art sind vorbehalten und bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung.

Copyright 2012 adeor Medical Technologies GmbH
01-312-D/E
Gedruckt in Deutschland

March 2012

Codman® is a trademark of Codman & Shurtleff, Inc.
AcraCut® is a trademark of ACRA-CUT, Inc.
adeor is not affiliated with any of the above.

Printed on recycled paper.
Gedruckt auf Recyclingpapier.





09

MERIDIAN™ PER-SD

Storage and re-processing tray

MERIDIAN™ PER-SD

Lagerungs- und Aufbereitungsgestell



10

HiCUT™ Cranioblades

HiCUT™ Cranioblades




11

MERIDIAN™ Technical Data

MERIDIAN™ Technische Daten

The adeor medical family of brands





Introduction

Meridian™ – a new cranial perforator for burr hole trepanation from adeor medical technologies. Available as sterile, single-use version as well as take-apart reusable version. Both versions offer a manufacturing standard second to none, resulting in an unmatched cutting efficiency. The unique head profile of the Meridian™ perforator range minimizes the risk of accidental cutting of the dura, thereby vastly increasing the safety of the procedure.

Einführung

Meridian™ – ein neues Perforator-Design für die Burr-hole-Trepanation von adeor Medical Technologies. Die Meridian™ Perforatoren sind sowohl als steril verpacktes Einmalprodukt als auch in wiederverwendbarer Ausführung erhältlich. Mit einem bisher unerreichten Qualitätsstandard erzielen die Meridian™ Perforatoren Trepanationsresultate der Extraklasse. Das einzigartige Meridian™ Schneidenprofil schützt die Dura effektiv vor unbeabsichtigter Perforierung.

MERIDIAN™ Perforators

Unique Benefits

- › Safe release mechanism
- › Forms Dura protecting bone pad
- › Suitable for even and uneven bone
- › Unmatched sharpness
- › Universal Hudson fitting
- › Durable cutting efficiency
- › Start & stop when needed
- › Restarts after stopping
- › Safe non-skid start
- › Available in three most common used sizes
- › Easy detachable - no keys needed (multi-use)
- › Easily and fast reprocessing (multi-use)
- › Adult and pediatric versions (single-use)

Produktmerkmale

- › *Sicherer Auslösemechanismus*
- › *Knochenplättchen als Duraschutz*
- › *Einsetzbar bei ebenen und unebenen Schädelknochen*
- › *Unübertroffene Schärfe*
- › *Universeller Hudsonschaft*
- › *Startet auch nach Unterbrechung*
- › *Rutschsicherer Anlauf*
- › *Verfügbar in drei Standardgrößen*
- › *Standard und pädiatrische Versionen lieferbar (single-use)*
- › *Leicht zerlegbar - kein Werkzeug erforderlich (multi-use)*
- › *Einfache Wiederaufbereitung (multi-use)*



MERIDIAN™ Single-Use Perforators

pediatric. for use on skulls as thin as **1.5 mm**



MERIDIAN™ SINGLE-USE CRANIAL PERFORATOR

PER 6-9-SP 6.0 mm / 9.0 mm (inner / outer Ø)

for use on skulls as thin as **1.5 mm**

sterile, single-use, made in Germany

Hudson fitting



MERIDIAN™ SINGLE-USE CRANIAL PERFORATOR

PER 7-11-SP 7.0 mm / 11.0 mm (inner / outer Ø)

for use on skulls as thin as **1.5 mm**

sterile, single-use, made in Germany

Hudson fitting



MERIDIAN™ SINGLE-USE CRANIAL PERFORATOR

PER 11-14-SP 11.0 mm / 14.0 mm (inner / outer Ø)

for use on skulls as thin as **1.5 mm**

sterile, single-use, made in Germany

Hudson fitting

MERIDIAN™ Single-Use Perforators

adult. for use on skulls as thin as **3.0 mm**



MERIDIAN™ SINGLE-USE CRANIAL PERFORATOR

PER 6-9-S 6.0 mm / 9.0 mm (inner / outer Ø)

for use on skulls as thin as **3.0 mm**

sterile, single-use, made in Germany

Hudson fitting



MERIDIAN™ SINGLE-USE CRANIAL PERFORATOR

PER 7-11-S 7.0 mm / 11.0 mm (inner / outer Ø)

for use on skulls as thin as **3.0 mm**

sterile, single-use, made in Germany

Hudson fitting



MERIDIAN™ SINGLE-USE CRANIAL PERFORATOR

PER 11-14-S 11.0 mm / 14.0 mm (inner / outer Ø)

for use on skulls as thin as **3.0 mm**

sterile, single-use, made in Germany

Hudson fitting

MERIDIAN™ Multi-Use Perforators

adult. for use on skulls as thin as **3.0 mm**



MERIDIAN™ MULTI-USE CRANIAL PERFORATOR

PER 7-11 7.0 mm / 11.0 mm (inner / outer Ø)

for use on skulls as thin as **3.0 mm**

multi-use, made in Germany

Hudson fitting



MERIDIAN™ MULTI-USE CRANIAL PERFORATOR

PER 11-14 11.0 mm / 14.0 mm (inner / outer Ø)

for use on skulls as thin as **3.0 mm**

multi-use, made in Germany

Hudson fitting

MERIDIAN™ Storage + Reprocessing Device

Unique Benefits

- › Most intuitive design
- › New safety features
- › Secure storage
- › Best reprocessing results
- › Time and money saving
- › CNC manufactured
- › Custom fit
- › Available for PER 7-11 and PER 11-14 Perforators

Produktmerkmale

- › *Intuitives Produktdesign*
- › *Neue Sicherheitsmerkmale*
- › *Sichere Lagerung*
- › *Beste Aufbereitungsergebnisse*
- › *Spart Zeit und Geld*
- › *Passgenau CNC gefräst*
- › *Erhältlich für PER 7-11 und PER 11-14 Perforatoren*



PERFORATOR STORAGE AND REPROCESSING DEVICE

PER SD-7 for PER 7-11 Perforators

PER SD-11 for PER 11-14 Perforators

CNC manufactured

HiCUT™ Single-Use Cranioblades

Single-Use. Made in Germany.



HiCUT™ Disposable Wire Pass Drill

DWPD

replaces Codman® 26-1247 and AcraCut® 800-330

single-use, made in Germany

sterile, five units per package



HiCUT™ Disposable Cranioblade Spiral Flute

DCBSP

replaces AcraCut® 800-140

single-use, made in Germany

sterile, five units per package



HiCUT™ Disposable Cranioblade Straight Flute

DCBST

replaces Codman® 26-1246 and AcraCut® 800-130

single-use, made in Germany

sterile, five units per package

MERIDIAN™ perforator range / technical data

			Adult version	Pediatric version
SINGLE USE	Diameter	Intended Use		
PER 6-9-S	Ø 6 / 9 mm Inner / outer diameter	<i>Adult. For use one skulls as thin as 3.0 mm Für Schäeldicken ab 3.0 mm</i>	○	
PER 6-9-SP	Ø 6 / 9 mm Inner / outer diameter	<i>Pediatric. For use one skulls as thin as 1.5 mm Für Schäeldicken ab 1.5 mm</i>		○
PER 7-11-S	Ø 7 / 11 mm Inner / outer diameter	<i>Adult. For use one skulls as thin as 3.0 mm Für Schäeldicken ab 3.0 mm</i>	○	
PER 7-11-SP	Ø 7 / 11 mm Inner / outer diameter	<i>Pediatric . For use one skulls as thin as 1.5 mm Für Schäeldicken ab 1.5 mm</i>		○
PER 11-14-S	Ø 11 / 14 mm Inner / outer diameter	<i>Adult. For use one skulls as thin as 3.0 mm Für Schäeldicken ab 3.0 mm</i>	○	
PER 11-14-SP	Ø 11 / 14 mm Inner / outer diameter	<i>Pediatric . For use one skulls as thin as 1.5 mm Für Schäeldicken ab 1.5 mm</i>		○
MULTI USE	Diameter	Intended Use		
PER 7-11	Ø 7 / 11 mm Inner / outer diameter	<i>Adult. For use one skulls as thin as 3.0 mm Für Schäeldicken ab 3.0 mm</i>	○	
PER 11-14	Ø 11 / 14 mm Inner / outer diameter	<i>Adult. For use one skulls as thin as 3.0 mm Für Schäeldicken ab 3.0 mm</i>	○	
STORAGE TRAY	For	Intended Use		
PER SD-7	PER 7-11	<i>Storage and re-processing</i>		
PER SD-11	PER 11-14	<i>Storage and re-processing</i>		
CRANIOTOMY KITS				
PER-KIT-COD-9	1 x Cranio Blade 1 x Wire Pass Drill 1 x PER 6-9-S Ø 6/9 mm Disposable Perforator		○	
PER-KIT-COD-11	1 x Cranio Blade 1 x Wire Pass Drill 1 x PER 7-11-S Ø 7/11 mm Disposable Perforator		○	
PER-KIT-COD-14	1 x Cranio Blade 1 x Wire Pass Drill 1 x PER 11-14-S Ø 11/14 mm Disposable Perforator		○	
DWPD	HiCUT™ Disposable Wirepass Drill, five per package			
DCBSP	HiCUT™ Disposable Cranioblade Spiral Flute, five units per package			
DCBST	HiCUT™ Disposable Cranioblade Straight Flute, five units per package			

All rights of distribution, also by photocopy, reprint or storing and recovery in any kind of data processing device are reserved and require our written approval.

adeor reserves the right of technical changes. March 2012

HEADQUARTERS

adeor Medical Technologies GmbH
Kirchplatz 1
D-82049 Pullach
Germany
Phone +49 (0) 89 74 44 23 98
Fax +49 (0) 89 74 42 48 09
eMail office@adeor.com
web www.adeor.com

OEM TECHNOLOGY

Dieter von Zeppelin, Dipl.-Ing.
Kirchplatz 1
D-82049 Pullach
Germany
Phone +49 (0) 89 74 44 23 98
Fax +49 (0) 89 74 42 48 09
eMail oem@adeor.com
web www.adeor.com

adeor reserves the right of
technical changes.

EN ISO 13485:2003



Printed on recycled paper.
Gedruckt auf Recyclingpapier.

